



IgM e IgG en muestras de sangre detectadas en 10 minutos.

Fácil de usar

- IgM e IgG pueden probarse en una reacción
- Solo dos pasos, muestra y diluyente

Compatible con varios tipos de muestras

- Para ser usado con muestras de sangre completa, plasma o suero

Detección Rápida


- Resultado de la prueba disponible en 10 minutos

Interpretación de Resultados >>>



Después de que el virus infecta el cuerpo, el sistema inmunológico se defiende contra el virus y produce anticuerpos específicos.

- El anticuerpo IgM es un anticuerpo producido después de la infección.
- El anticuerpo IgG es el principal anticuerpo producido por la respuesta re-inmune, lo que indica que la enfermedad entra en el período de convalecencia o la presencia de infección previa.
- La combinación de anticuerpos IgM e IgG no solo puede identificar la infección temprana de la enfermedad, sino que también ayuda a evaluar el estadio de la infección.



Especificaciones del Reactivo >>>

Presentación: 20 pruebas x caja

Condiciones de almacenaje: 2 - 30 C

Vida Útil: 12 Meses

Tipo de muestra: sangre total / plasma (EDTA, heparina de sodio, anticoagulación con citrato de sodio), suero

Certificaciones: CLV, NMPA, TUV, CE, FDA

Registro Sanitario: 8802-DME-0520